



ほんものを たべよう

Alter Weekly Order Catalogue

2021.2月3週号

提出日	2/9	火	水	木	金	12
配達日	2/16	火	水	木	金	19
翌々週分配達日	2/23	火	水	木	金	26

オルターの提案

本当に安全な食べものを手渡すために

- 「だれが・どこで・どのようにつくったか」の情報を日本一公開します。
- 「国産」「無農薬」にこだわり、日本の伝統食を守ります。
- 原料段階・飼育段階からポストハーベスト農薬、遺伝子組み換え、放射能汚染、トランス脂肪酸、食品添加物などを徹底的に追放します。
- プラスチック容器・レトルト食品を追放します。

温熱治療器

一家に一台おすすめ、 遠赤外線温熱治療器 On・Q

強力な健康の味方です

せいしんどう
(株) 井親堂

文責 西川 榮郎(NPO 安全な食べ物のネットワーク オルター 代表)



(株) 井親堂の新田 親弘会長

On・Qがない生活は損

遠赤外線温熱治療器「On・Q(オンキュー)」は、自分や家族の健康を守るため、一家に一台は必ず常備されることをおすすめする品物です。これまで、オルターカタログの2011年3月1週号と2012年10月3週号で2回ご紹介しています。にもかかわらず、会員が代表に健康相談をされると、この「On・Q」が家があると簡単に対処できるというアドバイスをしても、「On・Qって何?」という質問が返ってくる人が多いのです。そのため、今回改めて「On・Q」の良さをご紹介しようと考えました。

どんなときに役立つか

■がん

がん細胞は42℃以上の熱に弱いので、皮膚がん、乳がんなど体表面の近くにあり、On・Qで加熱しやすいものはこれだけで消滅できることが多いです。また深部にあっても後述する「免疫を上げて」対応することもできます。

■水虫

水虫の患部に当てて菌を死滅させ、血行の改善をはかることができます。

■带状疱疹

体表に出ている患部に当てて殺菌と免疫力の増強を促します。

■虫さされ

虫にさされた患部に当てて痒みや腫れの症状を緩和

することができます。

■歯痛

急な歯の痛みに対して、当てることで痛みを抑え、歯医者に行くまでの時間を楽にします。

以上は、On・Qのセラミック部分に布を置き、やけどをしないように、初めての方は、とくに「低温」で「アチツ」と我慢できなくなる瞬間まで患部に当てるのが使用のコツです。

その他、On・Q本来の使い方は、購入された方に詳しい説明本とDVDを進呈します。

治療例

■背骨への注熱

- ・体全体の血行がよくなる／顔色がよくなる、食欲が出てくる
- ・交感神経と副交感神経のバランスの狂いが整う／不眠症、うつ病など自律神経失調症の改善に期待
- ・造血作用が活発になる／免疫力が高まる
- ・脊髄神経の働きを呼び覚まし治すための経絡信号を脳へ送りやすくする

■副腎への注熱

- ・必須ホルモンの分泌が盛んになって内臓が活性化

■甲状腺への注熱

- ・新陳代謝を盛んにする甲状腺ホルモンを活性化し、体全体のホルモンバランスを整える／更年期障害やメニエール病などに有効

リュウマチ、糖尿病、その他様々な治療例があります。

究によって、確認されています。

(株) 井親堂 新田 親弘会長(前代表)は、その鍼灸以上の安全性と効果のある温熱治療器「On・Q」(厚生労働省医療機器承認) (遠赤外線温熱灸器)を開発しました。様々な病気に対して、お灸のように皮膚にある「ツボ」(経穴)に、遠赤外線によるマイルドな熱刺激を与え、血行促進と共に自然治癒力を引出し、体調を整えて速効的に健康な身体にする医療器具です。たいへん効果があり、操作も簡単で安全ですので、家庭で使うのにおすすめです。

疲労回復・安眠・血行促進・筋肉痛・腰痛・膝の痛み・五十肩・神経痛・こりの緩解・ホルモン異常・各種の難しい病気などにも副作用無く効果を発揮します。

また、身体に病変があると、特に悪いところは当てた瞬間に刺すような痛みを伴う異常な「熱さ」を感じることで、そこにある病気を早期に発見することもできます。

プロの療術師も使っていますが、一般のご家庭用としてもご自分で、たいへん簡単・快適にご使用いただけます。

オルター持尾センターの治療師のおひとり、松岡 勝彦先生はこの「On・Q」による治療も行なっていますので、体験していただくことができます。

温灸器の開発

この温灸器の開発は、温熱治療法で有名な、故三井と女子(ミツイトメコ)さんの研究をきっかけとしています。

三井さんは50歳まで教員をされていて、60歳のときに指圧師になった方です。当初は太い線香を使う「テルミー療法」という温熱治療をしていましたが、煙や火の粉が出たり、灰が落ち、使い勝手が悪かったので、1980年代半ば頃から美容師が使っていたヘアアイロンを改造した器具でガン患者を始め、多くの病人を救いました。

三井さんは「人間のパワーは熱(活力)。栄養素は酸素と一緒に熱(活力)を発生するが、この熱が不足すると病気が発生する」という考えから、外からの熱刺激を与えて体内の熱(活力)発生を高める、この方法を取り、実際に多くの改善例を残しています。日本全国はもちろん、中国、台湾などからも患者が押し寄せていました。

(株) 井親堂 新田 親弘会長(前代表)は、その三井さんの要望や、二重・三重の安全装置及び熱盤にセラミックを嵌め込むなどの斬新なアイデアを盛り込み、人間工学によるデザインも取り入れて、医療用具として更に進歩させた温熱治療器「On・Q」を共同開発しました。

鍼灸以上の効果

鍼灸のような熱刺激は血液やリンパ球、気などの体内循環をよくし、酸素や栄養の補給、老廃物の排泄を行ない、体内の細胞を活性化して、自然治癒力、免疫力を高めます。それによって、痛みやこり、様々な疾病を改善します。イライラや不安感、無気力といった精神的な不定愁訴、さらにはより難しい疾病の改善を可能にします。この効果は東洋医学の何千年もの臨床経験と、現代の科学的研

せいしんどう 井親堂の温熱治療器「On・Q」

ハンドタイプ(意匠登録済み)の器械です。点でなく面として広い範囲を温めることができます。基本的な使い方は治療したい皮膚表面をなでるというものです。熱刺激が経穴を通して、病気のところに対して治療効果を発揮します。所々で「アツツ」と感じるくらいの熱刺激が一番で、内臓など身体内部のものは、皮膚(体壁)の経穴などで熱として神経反応と関連した内臓へ治療効果を発揮します。(内臓体壁反射と言います)

「On・Q」の一番大きい特徴は高温が97℃、低温が76℃だということです。熱刺激で治療するためには熱刺激は温度の高さに比例しますので、温度が高いほど治療効果を得やすいのです。温度の低いものは簡単そうに思いますが、治療効果から見ると、三井さんや治療師が求めている通りの設計にすることであり、熱刺激が強くて治療効果が高く、治療時間が短くて済む方が優れています。

医療用具承認番号	: 21700BZZ00085000
定格電圧	: AC100V
定格周波数	: 50/60Hz
定格消費電力	: 最大25W(瞬間)~3w
自動温度調節器	: 温度電子制御方式
温熱盤発熱温度	: 97℃/76℃(二段切替方式)
寸法	: 265mm×65mm×43mm
本体重量	: 210g(コード込み重量350g)

特別チラシで、(株) 井親堂の温熱治療器「On・Q」をご紹介します。